



製薬企業様向けキャンペーン



フローサイトメーター (アナライザー) CytoFLEX / CytoFLEX S

2020年9月1日(火) ~

2021年4月30日(金) 受注分まで



全モデル

25% OFF


1レーザー 4カラー

442万円 (税別) ~

- ✓ 21 CFR Part 11 準拠
(Electronic Record Management 対応ソフトウェア使用可能)
- ✓ フレキシブル: 目的に応じてレーザーと検出器を選択可能
- ✓ 高感度かつ低ノイズ
- ✓ コンパクトサイズ



このほかのスペースは不要です!



Electronic Record Management 設定画面

詳しくは Web をご覧ください。 <https://www.beckman.jp/flow-cytometry/instruments/cytoflex>



CytoFLEX シリーズ

製品番号	レーザー数	蛍光チャネル数			
		Total	Blue 488 nm	Red 638 nm	Violet 405 nm
B53000	3	13	5	3	5
B53001	3	12	5	3	4
B53002	3	12	4	3	5
B53003	3	11	4	3	4
B53004	3	11	3	3	5
B53005	3	10	5	3	2
B53006	3	10	4	3	3
B53008	3	9	4	3	2
B53007	3	9	3	3	3
C02945	3	8	4	2	2
B53009	3	8	3	3	2
B53010	3	7	3	2	2
C02946	3	6	2	2	2
B53037	2	10	5	-	5
B96622	2	8	5	3	-
B53013	2	6	4	2	-
C02944	2	6	4	-	2
B53011	2	6	3	3	-
B53012	2	6	3	-	3
B53014	2	5	3	2	-
B53015	2	4	3	1	-
B53016	2	4	2	2	-
B53017	2	4	2	-	2
B53018	1	5	5	-	-
B53019	1	4	4	-	-

CytoFLEX S (Blue-Red-Violet-Yello Green) シリーズ

製品番号	レーザー数	蛍光チャネル数				
		Total	Blue 488 nm	Red 638 nm	Violet 405 nm	Yello Green 561 nm
B75408	4	13	2	3	4	4
B96621	4	9	2	2	2	3
B96620	3	10	2	-	4	4
C02948	3	9	2	3	4	-
B75811	3	9	2	3	-	4
C02947	3	6	2	-	2	2
B75812	2	6	2	-	-	4

CytoFLEX S (Blue-Red-Violet-Near UV) シリーズ

製品番号	レーザー数	蛍光チャネル数				
		Total	Blue 488 nm	Red 638 nm	Violet 405 nm	Near UV 375 nm
B78557	4	13	5	3	3	2
B78559	3	10	5	3	-	2
B78558	2	6	4	-	-	2

CytoFLEX S (Blue-Red-Violet-IR) シリーズ

製品番号	レーザー数	蛍光チャネル数				
		Total	Blue 488 nm	Red 638 nm	Violet 405 nm	Infrared 808 nm
C01161	4	13	4	3	4	2
C01160	3	10	4	-	4	2
C01159	3	9	4	3	-	2
C01158	2	6	4	-	-	2

CytoFLEX S (Blue-Violet-Yello Green-Near UV) シリーズ

製品番号	レーザー数	蛍光チャネル数				
		Total	Blue 488 nm	Violet 405 nm	Yello Green 561nm	Near UV 375 nm
B78560	4	12	2	4	4	2
B96619	3	10	2	4	4	-
B78561	3	8	2	-	4	2
B96618	2	6	2	-	4	-
C02949	2	4	2	-	2	-

オプション

製品番号	製品名
C02396	CytoFLEX Plate Loader with Mode Control Upgrade Kit
C16574	CytoFLEX Plate Loader for Standard and Deep Well Plates

同時期に行っており、10カラー以上の製品を対象とした「フローサイトメトリー・ハイパラメータ研究支援解析ソフトウェア・キャンペーン」と併用可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

 注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704 ☎ 03-5530-2460
e-mail bckkcas@beckman.com URL http://www.beckmancoulter.co.jp